

Halbrolle und Rolle

Die Halbrolle und die Rolle sind als Entspannungskissen gedacht und eignen sich hervorragend zur Lagerung des Nackens.



Beide können aber auch für Knie und Ferse verwendet werden und steigern somit die Entspannung und das Wohlbefinden.

Indikationen

- Bei Nackenverspannungen
- Zur Lagerung des Nackens (auch für Knie und Ferse geeignet)

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!
Reißverschluss nur auf geeigneten und kratzunempfindlichen Oberflächen auflegen!

Leseknochen

Der Leseknochen ist gedacht für entspannte Lesestunden. Die Nackenmuskulatur wird entlastet und Verspannungen und Kopfschmerzen können vorgebeugt werden.



Indikation


- Nackenverspannungen

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!
Reißverschluss nur auf geeigneten und kratzunempfindlichen Oberflächen auflegen!

Die Sitty® PremiumLine Produkte sind in folgenden Dessins und Farben erhältlich:

Mikrofaser




Basalt

Creme

Grau

Magenta

Fischgräte



Bengalrot

Insigniablau

Mahagoni

Steingrau

Wollweiß



Sitty® PremiumLine

Die Produktlinie Sitty® PremiumLine verwandelt Gesundheitsprodukte durch ausgewählte Dessins und Schaumstoffe in stilvolle Wohnaccessoires.

Hochwertige Kernmaterialien gewähren allerhöchsten Komfort und Unterstützung. Der in mehreren Modellen erhältliche FrameFoam® zeichnet sich durch sein äußerst geringes Gewicht bei voller Stabilität aus.


Die Sitty® PremiumLine Produkte sind in zwei verschiedenen Dessins erhältlich.

Materialien

- Bezug: siehe Wäscheetikett
- Innenkern: Schaumstoff


Pflege- und Waschinweise

- Abnehmbarer Bezug: siehe Wäscheetikett
- Der Innenkern ist nicht waschbar



Keilkissen

Der Klassiker. Das keilförmige Kissen kann das aufrechte Sitzen unterstützen und dadurch eine gesunde Sitzhaltung fördern.



Office Keilkissen

Aufgrund der abgerundeten Form im hinteren Bereich eignet sich dieses Keilkissen hervorragend für Büro- und Schreibtischstühle.

Indikationen

- Rundrücken
- Muskelverspannungen
- Schmerzen im Bereich der unteren Wirbelsäule

Nicht anwenden bei einem Hohlkreuz.


Anwendungshinweis

Das Keilkissen so auf eine Stuhlfläche legen, dass die höhere Seite des Kissens nach hinten zeigt.

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!
Reißverschluss nur auf geeigneten und kratzunempfindlichen Oberflächen auflegen!**

Bandscheibenkissen

Das Bandscheibenkissen kann die aufrechte Sitzhaltung unterstützen und somit die Bandscheiben entlasten.



Indikationen

- Bandscheibenprobleme
- Sonstige akute und chronische Lumbalgien und Lumboischialgien
- Auch postoperativ einsetzbar

Nicht anwenden bei Lähmungserscheinungen und/oder Sensibilitätsstörungen in den Beinen.

Vor dem Einsatz/Gebrauch den behandelnden Arzt fragen!


Anwendungshinweis

Das Kissen so auf eine Stuhlfläche legen, dass die höhere Seite des Kissens nach hinten zeigt.

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!
Reißverschluss nur auf geeigneten und kratzunempfindlichen Oberflächen auflegen!**

Venenkissen

Das Venenkissen kann die Beine und den Rücken in Ruhephasen entlasten und somit einem Venenleiden vorbeugen. Auch in der Schwangerschaft kann das Venenkissen eine optimale Hilfe und Unterstützung sein.



Indikationen

- Venenentzündungen und -verschlüsse
- Wadenkrämpfe
- Überlastung, müde und geschwollene Beine
- Krampfadern
- Schwangerschaft

Nicht anwenden bei Verdacht oder bestehender Thrombose, arteriellen Durchblutungsstörungen in den Beinen und Herzinsuffizienz.

Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie Ihren Arzt.

Anwendungshinweis

Das Venenkissen ist richtig positioniert, wenn das flache Ende in Richtung des Gesäßes zeigt.

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!
Reißverschluss nur auf geeigneten und kratzunempfindlichen Oberflächen auflegen!**