

# BORT Stabilo Kniebandage mit Gelenk




## Gebrauchsanweisung

**REF** 150 140



**BORT. Das Plus an Ihrer Seite.**

D150140I2025-10I008 ML I Rev.01



## DE BORT Stabilo Kniebandage mit Gelenk

Vielen Dank für das Vertrauen in ein Medizinprodukt der BORT GmbH. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Fachhandel, von dem Sie dieses Medizinprodukt erhalten haben.

### Zweckbestimmung

Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine Bandage zur Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks mit zirkulären Klettverschlusszügeln und seitlichen Führungsschienen mit Gelenken.

### Indikationen

Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Arthritis.

### Kontraindikationen

Thrombosegefahr, hochgradige Varikosis, periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt, Latexallergie.

### Anwendungsrisiken / Wichtige Hinweise

- Dieses Medizinprodukt ist ein verordnungsfähiges Produkt. Sprechen Sie Anwendung und Dauer mit Ihrem verordnenden Arzt ab. Die Auswahl der geeigneten Größe und eine Einweisung erfolgt durch das Fachpersonal, von dem Sie das Medizinprodukt erhalten haben.
- Medizinprodukt vor radiologischen Untersuchungen ablegen
- bei längeren Ruhephasen ablegen, z. B. beim Schlafen
- bei Taubheitsgefühl Medizinprodukt lockern oder ggf. abnehmen
- bei anhaltenden Beschwerden den Arzt oder Fachhandel aufsuchen
- Medizinprodukt indikationsgerecht einsetzen
- gleichzeitige Nutzung anderer Produkte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt
- keine Änderungen am Produkt vornehmen
- nicht auf offenen Wunden tragen
- nicht verwenden bei Unverträglichkeiten gegen eines der verwendeten Materialien
- kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung von nur einem Patienten bestimmt
- während der Tragedauer der Bandage: keine lokale Anwendung von Cremes oder Salben im Bereich des angelegten Hilfsmittels – kann Material zerstören

### Anziehanleitung BORT Stabilo Kniebandage mit Gelenk

(nur Größen 1 bis 6+):

#### Hinweise nur für den Techniker:

Vor dem ersten Anlegen der Bandage müssen die Gelenkschienen durch eine ausgebildete Fachkraft der Körperkontur angepasst werden. Die Bandage ist mit einem Gelenk für die Beininnenseite (medial) und einem Gelenk für die Beinaußenseite (lateral) ausgestattet. Zum Anformen entfernen Sie die Verschlussbänder vom Gelenk und entnehmen die Schienen aus der Bandage. Formen Sie nun die Gelenkschienen der Beinkontur an, so dass die Gelenkschienen flächig aufliegt und keine Druckstellen verursacht. Anschließend werden die Schienen wieder in die Schienentaschen eingeschoben und die Bänder adaptiert, jedoch nicht vollständig geschlossen.

#### 1 Hinweise für den Patienten und Techniker:

- Information zur individuellen Längeneinstellung des Stabilo-Bandes durch das easyClick-System.
- ① Einhängemodul, ② Verstell-Modul. Passen Sie die Länge des Stabilo-Bandes durch Verschieben des Verstell-Moduls ② individuell an.
- Bei Erhalt Ihrer Bandage ist das Einhängemodul ① des Stabilo-Bandes im Verstell-Modul ② auf der Bandage eingehängt. Öffnen Sie zuerst durch Ziehen und anschließendem Aushängen des Einhängemoduls ① am Ober- und Unterschenkel. Streifen Sie nun die Bandage über das Bein, so dass die Knie Scheibe (Patella) zentriert im eingearbeiteten Silikonring sitzt. Bevor Sie das easyClick-System schließen, muss wie beschrieben, die Länge des Verstell-Moduls ② angepasst sein. Schließen Sie nun die Bänder am Unterschenkel, anschließend am Oberschenkel durch Einhängen des freien Einhängemoduls ① am Verstell-Modul ②.
- Achten Sie auf einen angenehmen Sitz des Stabilo-Bandes, weder zu locker noch zu fest.
- Die Bandage sollte nun angenehm und ohne Druckstellen am Bein sitzen. Geringfügige Korrekturen an der Passform der Schienen können auch ohne Entnahme dieser durchgeführt werden. **Wichtig:** Sollten die Schienen Druckstellen und Hautrötungen verursachen, bitte Bandage ablegen und diese vom Leistungserbringer prüfen lassen.

### Anziehanleitung BORT Stabilo Kniebandage mit Gelenk

(nur Kindergröße):

Vor dem ersten Anlegen der Bandage müssen die Gelenkschienen durch eine ausgebildete Fachkraft der Körperkontur angepasst werden. Die Bandage ist mit einem Gelenk für die Beininnenseite (medial) und einem Gelenk für die Beinaußenseite (lateral) ausgestattet. Zum Anformen entfernen Sie die Verschlussbänder vom Gelenk und entnehmen die Schienen aus der Bandage. Formen Sie nun die Gelenkschienen der Beinkontur an, so dass die Gelenkschienen flächig aufliegt und keine Druckstellen verursacht. Anschließend werden die Schienen wieder in die Schienentaschen eingeschoben und die Bänder adaptiert, jedoch nicht vollständig geschlossen. Streifen Sie nun die Bandage über das Bein, so dass die Knie Scheibe (Patella) zentriert im eingearbeiteten Silikonring sitzt. Schließen Sie nun die Bänder am Unterschenkel, anschließend am Oberschenkel. Die Bandage sollte nun angenehm und ohne Druckstellen am Bein sitzen. Geringfügige Korrekturen an der Passform der Schienen können auch ohne Entnahme dieser durchgeführt werden. **Wichtig:** Sollten die Schienen Druckstellen und Hautrötungen verursachen, bitte Bandage ablegen und diese vom Leistungserbringer prüfen lassen.

### Ablegen BORT Stabilo Kniebandage mit Gelenk (nur Größen 1 bis 6+):

Zum Ablegen der Bandage das easyClick-System öffnen und aushängen. Die Bandage am unteren Rand seitlich an den Schienen fassen, und nach unten über den Fuß ziehen.

### Ablegen BORT Stabilo Kniebandage mit Gelenk (nur Kindergröße):

Zum Ablegen die Klettbänder öffnen, die Bandage am unteren Rand seitlich an den Schienen fassen, und nach unten über den Fuß ziehen.

### Materialzusammensetzung

Polyamid (PA), Elastodien / Latex (LA), Elasthan (EL), Viskose (CV)  
Die genaue Materialzusammensetzung entnehmen Sie bitte dem eingnähten Textiletikett.

Das Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen.

### Reinigungshinweise

Vor dem Waschen Gelenkschienen herausnehmen und Klettverschluss schließen, um Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden.  
 Schonwaschgang 30 °C  Nicht bleichen  Nicht im Wäschetrockner trocknen  Nicht bügeln  Nicht chemisch reinigen  
Keinen Weichspüler verwenden. In Form ziehen und an der Luft trocknen.

### Gewährleistung

Für das erworbene Produkt gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt bezogen haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhandel, sollten Sie einen Gewährleistungsfall vermuten. Bitte das Produkt vor Einreichung eines Gewährleistungsfalles reinigen. Wurden beiliegende Hinweise der Gebrauchsanweisung nicht ausreichend beachtet, so kann die Gewährleistung beeinträchtigt werden bzw. entfallen. Ausgeschlossen ist eine Gewährleistung bei nicht indikationsgerechter Anwendung, Nichtbeachtung der Anwendungsrisiken, -hinweise sowie eigenmächtig vorgenommenen Änderungen am Produkt.

### Nutzungsdauer / Lebensdauer des Produkts

Die Lebensdauer des Medizinproduktes wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßem Umgang bestimmt.

### Meldepflicht

Kommt es bei der Anwendung des Medizinproduktes zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes, dann melden Sie dies Ihrem Fachhändler oder uns als Hersteller sowie dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie der vorliegenden Gebrauchsanweisung. Die Kontaktdaten der zuständigen nationalen Behörde Ihres Landes finden Sie unter folgendem Link: [www.bort.com/md-ud-kontakt](http://www.bort.com/md-ud-kontakt).

### Entsorgung

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

### Konformitätserklärung

Wir bestätigen, dass dieses Produkt den Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES entspricht. Die aktuelle Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: [www.bort.com/konformitaet](http://www.bort.com/konformitaet)

Stand: 10.2025

Medizinprodukt | Einzeln Patient – mehrfach anwendbar

## EN BORT Stabilo Knee Support with Hinge

Many thanks for placing your trust in a medical device from BORT GmbH. Please read the existing instructions for use carefully. If you have any questions, please refer to your physician or the specialist retailer from whom you purchased this medical device.

### Intended purpose

This medical device is a brace for supporting the physiological guidance of the knee joint with circumferential Velcro fastener restraints and side guidance splints with joints.

### Indications

Mild to moderate lateral ligament instability of the knee joint, gonarthrosis, arthritis.

### Contraindications

Thrombosis risk, extreme varicosis, peripheral arterial occlusive disease (PAOD), lymph drainage disorders, also unclear soft tissue swellings distal to the aid positioned, sensory and circulatory disorders of the region of the body treated, skin diseases in the part of the body treated, latex allergy.

### Application risks/Important notes

- This medical device is a prescribable product. Discuss the use and duration with your treating physician. The expert staff from whom you have received the medical device will select the appropriate size and instruct you regarding its use.
- remove the medical device prior to radiological examinations
- remove it during longer periods of rest, e.g. when sleeping
- in case of numbness, loosen the medical device and remove it if necessary
- in case of persistent complaints, consult the physician or specialist retailer
- use the medical device in accordance with therapeutic needs
- only use other products simultaneously after consultation with your physician
- do not make any changes to the product
- do not wear it on open wounds
- do not use in case of intolerance of one of the materials used
- no re-use. This medical aid is intended for treating one patient only
- whilst wearing the support, please neither use any creams nor ointments on or around it as they can destroy the material

### Fitting instructions for BORT Stabilo knee support with articulated joint (only sizes 1 to 6+):

#### Information for the technician only:

Before putting the support on, the joint splints must be adapted to the contour of the body by an expert. The support is equipped with a joint for the inside leg (medial) and a joint for the outer leg (lateral). For forming, remove the fastening straps from the joint and take the splints out of the support. Then, form the joint splints to the contour of the leg so that the joint splint contacts the surface and causes no pressure sores. After this, the splints are inserted back in the splint bags and the straps adapted, but not closed fully.

#### 1 Information for the patient and technician:

- Information regarding individual length setting of the Stabilo strap using the easyClick system.
- ① attachment module, ② adjustment module. Adapt the length of the Stabilo strap individually by moving the adjustment module ②.
- When you receive your support, the attachment module ① of the Stabilo strap is attached to the support in the adjustment module ②. Firstly, open the attachment module ① on the lower leg and thigh by pulling and then hanging it out. Then, slip the support over the leg so that the patella is placed centred in the integrated silicone ring. Before closing the easyClick system, the length of the adjustment module ② must be adapted as described. Then, close the straps on the lower leg, followed by the thigh, by hanging the free attachment module ① onto adjustment module ②.
- Ensure that the Stabilo strap is placed comfortably and is neither too loose nor too tight.
- The support should now sit comfortably on the leg and not cause pressure sores. Slight corrections to the fit of the splints can also be made without removing them. **Important:** If the splints cause pressure sores and erythema, please remove the support and have it checked by the service provider.

### Fitting instructions for BORT Stabilo knee support with articulated joint (children's size only):

Before putting the support on, the joint splints must be adapted to the contour of the body by an expert. The support is equipped with a joint for the inside leg (medial) and a joint for the outer leg (lateral). For forming, remove the fastening straps from the joint and take the splints out of the support. Then, form the joint splints to the contour of the leg so that the joint splint contacts the surface and causes no pressure sores. After this, the splints are inserted back in the splint bags and the straps adapted, but not closed fully.

Then, slip the support over the leg so that the patella is placed centred in the integrated silicone ring. Then, close the straps on the lower leg, followed by the thigh. The support should now sit comfortably on the leg and not cause pressure sores. Slight corrections to the fit of the splints can also be made without removing them. **Important:** if the splints cause pressure sores and erythema, please remove the support and have it checked by the service provider.

#### Removal for BORT Stablio knee support with articulated joint (only sizes 1 to 6+):


To remove the support, open the easyClick system and hang it out. Grasp the lower edge of the support on the side splints and pull it downwards over the foot.

#### Removal for BORT Stablio knee support with articulated joint (children's size only):

To remove the support, open the Velcro fasteners, grasp the lower edge of the support on the splints and pull it downwards over the foot.






#### Material composition

Polyamide (PA), elastodiene/latex (LA), elastane (EL), viscose (CV)  
The sewn in textile label provides the precise material composition.

 The product contains latex and can trigger allergic reactions.

#### Cleaning information

Before washing, remove the joint splints and close the Velcro fastener in order to avoid damaging other items of clothing.

 Delicate wash 30 °C  Do not bleach  Do not dry in a tumble dryer  Do not iron  Do not clean chemically  
Do not use fabric conditioner. Stretch back into shape and dry in the fresh air.

#### Guarantee

The legal regulations of the country in which you acquired the product apply

## FR BORT Stablio Genouillère avec articulation

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à l'un des dispositifs médicaux de la société BORT GmbH. Veuillez lire attentivement l'intégralité du présent mode d'emploi. En cas de question, consultez votre médecin ou le magasin spécialisé qui vous a fourni ce dispositif médical.

#### Utilisation prévue

Ce dispositif médical est une orthèse permettant de guider physiologiquement l'articulation du genou avec des brides de fermeture Velcro circulaires et des attelles de direction latérales articulées.

#### Indications

Instabilité légère à modérée du ligament latéral de l'articulation du genou, gonarthrose, arthrite.

#### Contre-indications

Risque de thrombose, varices importantes, artériopathie oblitérante périphérique (AOP), troubles de la circulation lymphatique y compris tuméfaction des tissus mous d'origine inconnue éloignée de l'aide posée, troubles de sensation et de la circulation sanguine des régions du corps traitées, maladies cutanées sur les zones traitées, allergie au latex.

#### Risques inhérents à l'utilisation/Remarques importantes

Ce dispositif médical est un produit prescrit sur ordonnance. Consultez votre médecin prescripteur pour en connaître l'utilisation et la durée de port. Le choix de la taille ainsi qu'une présentation du produit seront réalisés par le personnel spécialisé qui vous fournira ce dispositif médical.

- retirer le dispositif médical avant les examens radiologiques
- retirer lors des phases de repos prolongées p. ex. pendant le sommeil
- en cas de sensation d'engourdissement, desserrer ou retirer éventuellement le dispositif médical
- consulter un médecin ou un magasin spécialisé en cas de gêne persistante
- utiliser le dispositif médical conformément aux indications
- utilisation simultanée d'autres produits exclusivement sur avis de votre médecin
- ne pas modifier le produit
- ne pas porter sur des plaies ouvertes
- ne pas utiliser en cas d'intolérance à l'un des matériaux utilisés
- ne pas réutiliser. Ce dispositif est conçu pour le soin d'un seul patient
- pendant le port du bandage : ne pas utiliser de crème ou de pommade dans la zone d'utilisation du produit, risque de dommage du matériau




#### Instruction d'application de BORT Stablio Genouillère avec articulation (uniquement pour les tailles 1 à 6+):







##### Remarques destinées uniquement au technicien :

Avant la première pose du bandage, les attelles articulées doivent être adaptées aux contours du corps du patient par un professionnel spécialisé. Le bandage dispose d'une articulation pour la partie intérieure de la jambe (au milieu) et d'une articulation pour la partie extérieure de la jambe (latérale). Afin de modeler le bandage, retirez les bandes de fermeture de l'articulation et enlevez les attelles du bandage. Adaptez maintenant les attelles articulées au contour de la jambe de sorte que l'attelle articulée soit à plat et ne cause aucun point de pression. Les attelles sont ensuite réinsérées dans leurs poches, les bandes adaptées mais pas encore complètement fermées.

##### 1 Remarques destinées au patient et au technicien :

Information sur le réglage individuel de la longueur de la bande Stablio grâce au système easyClick.

 module de fixation,  module de réglage. Ajustez la longueur de la bande Stablio en déplaçant individuellement le module de réglage .

À la réception de votre bandage, le module de fixation  de la bande Stablio est accroché sur le bandage dans le module de réglage . Ouvrez le module de fixation  au niveau de la cuisse et du mollet, d'abord en le tirant, puis en le décrochant. Enfilez maintenant le bandage par-dessus la jambe de sorte que la rotule (patella) soit au centre de l'anneau en silicone intégré. Avant de fermer le système easyClick, la longueur du module de réglage  doit être ajustée. Fermez maintenant les bandes au niveau du mollet, puis au niveau de la cuisse en accrochant le module de fixation  libre au module de réglage .

Veillez à ce que le port de la bande Stablio soit agréable et qu'il ne soit ni trop lâche, ni trop serré.

Le bandage doit être maintenant placé de façon à être confortable et ne pas causer de points de pression sur la jambe. Il est possible de corriger légèrement l'ajustement des attelles sans avoir besoin de les sortir.

**Important :** Retirez le bandage si les attelles provoquent des points de pression et des rougeurs, puis faites-la examiner par un prestataire.

to the purchased product. Please contact your specialist retailer if you suspect a warranty claim. Please clean the product before submitting a warranty claim. If the enclosed instructions for use have not been properly observed, the warranty may be impaired or cancelled. The warranty does not cover use of the product inappropriate for the indication, non-observance of application risks, instructions and unauthorised modifications to the product.

#### Useful life/Lifetime of the product

The lifetime of the medical device is determined by its natural wear and tear if treated appropriately and as recommended.

#### Duty of notification

If a serious worsening of the state of health occurs when using the medical device, you are obliged to notify the specialist dealer or us as the manufacturer and the Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

You can find our contact information in these instructions for use. You can find the contact information for the national authority responsible for your country under the following link: [www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact).

#### Disposal

Upon the termination of use, the product must be disposed of in accordance with the corresponding local requirements.

#### Declaration of conformity

We confirm that this device conforms with the requirements of REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. You can find the current declaration of conformity under the following link: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Status: 10.2025

 Medical device |  Single patient – multiple use

#### Instruction d'application de BORT Stablio Genouillère avec articulation (uniquement pour la taille enfants) :

Avant la première pose du bandage, les attelles articulées doivent être adaptées aux contours du corps du patient par un professionnel spécialisé. Le bandage dispose d'une articulation pour la partie intérieure de la jambe (au milieu) et d'une articulation pour la partie extérieure de la jambe (latérale). Afin de modeler le bandage, retirez les sangles de fermeture de l'articulation et enlevez les attelles du bandage. Adaptez maintenant les attelles articulées au contour de la jambe de sorte que l'attelle articulée soit à plat et ne cause aucun point de pression. Les attelles sont ensuite réinsérées dans leurs poches, les bandes adaptées mais pas encore complètement fermées. Enfilez maintenant le bandage par-dessus la jambe de sorte que la rotule (patella) soit au centre de l'anneau en silicone intégré. Fermez maintenant les bandes au bas de la jambe, puis au niveau de la cuisse. Le bandage doit être maintenant placé de façon à être confortable et ne pas causer de points de pression sur la jambe. Il est possible de corriger légèrement l'ajustement des attelles sans avoir besoin de les sortir. **Important :** retirez l'orthèse si les attelles provoquent des points de pression et des rougeurs, puis faites-la examiner par un prestataire.

#### Retrait de BORT Stablio Genouillère avec articulation (uniquement pour les tailles 1 à 6+):

Pour retirer le bandage, ouvrir le système easyClick et le décrocher. Saisissez le bord inférieur du bandage par le côté au niveau des attelles et tirez vers le bas en passant par-dessus le pied.

#### Retrait de BORT Stablio Genouillère avec articulation (uniquement pour la taille enfants) :

Pour retirer, ouvrir les bandes Velcro, saisir le bord inférieur du bandage par le côté au niveau des attelles et tirer vers le bas en passant par-dessus le pied.






#### Composition des matières

Polyamide (PA), élastodiène/latex (LA), élasthanne (EL), viscose (CV)  
Vous trouverez la composition exacte sur l'étiquette textile cousue au produit.

 Le produit contient du latex et peut provoquer des réactions allergiques.

#### Conseils de lavage

Avant le lavage, retirez les attelles articulées et fermer la fermeture Velcro pour éviter d'endommager d'autres vêtements.

 Lavage délicat 30 °C  Ne pas blanchir  Ne pas sécher au sèche-linge  Ne pas repasser  Ne pas nettoyer à sec  
Ne pas utiliser d'assouplissant. Mettre en forme et faire sécher à l'air libre.

#### Garantie

Les dispositions légales du pays dans lequel vous vous êtes procuré le produit sont applicables au produit acquis. Veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé si vous suspectez un cas relevant de la garantie. Veuillez nettoyer le produit avant de l'envoyer en cas de recours à la garantie. Si les présentes indications du mode d'emploi n'ont pas été suffisamment respectées, le recours à la garantie peut être impacté ou exclu. Le recours à la garantie est exclu en cas d'utilisation non conforme aux indications, en cas de non-respect des risques inhérents à l'utilisation, en cas d'instructions et de modifications du produit effectuées de votre propre initiative.

#### Durée d'utilisation/Durée de vie du produit

La durée de vie du dispositif médical est conditionnée par l'usure naturelle et par une utilisation appropriée et conforme.

#### Obligation de signalement

Si une détérioration grave de l'état de santé d'un patient se produit lors de l'utilisation du dispositif médical, veuillez en informer votre distributeur spécialisé ou nous avertir en tant que fabricant et avertir l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé).

Nos coordonnées figurent dans le présent mode d'emploi. Vous trouverez les coordonnées de l'autorité nationale compétente de votre pays à l'adresse suivante : [www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact).

#### Élimination

Le produit doit être éliminé après son utilisation conformément aux dispositions locales.

#### Déclaration de conformité

Nous attestons que le présent produit est conforme aux exigences du RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL. La déclaration de conformité actuelle figure dans le lien suivant : [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

État du : 10.2025

 Dispositif médical |  Un seul patient – à usage multiple

## ES BORT Stablio Rodillera con articulación

Muchas gracias por confiar en un producto sanitario de BORT GmbH. Lea atentamente estas instrucciones de uso. Si le surge cualquier duda, consulte a su médico o al distribuidor especializado en el que ha adquirido este producto sanitario.

#### Uso previsto

Este producto sanitario es una órtesis para el soporte de la conducción fisiológica de la articulación de la rodilla con cintas de velcro circulares y férulas guía laterales dotadas de articulaciones.

#### Indicaciones

Inestabilidad de leve a moderada de los ligamentos laterales de la articulación de la rodilla, gonartrosis, artritis.

#### Contraindicaciones

Riesgo de trombosis, varices graves, enfermedad oclusiva arterial periférica (EOAP), trastornos del drenaje linfático, incluidas inflamaciones de los tejidos blandos de origen desconocido y en zonas alejadas de la zona donde se ha colocado el vendaje, trastornos de sensibilidad y del riego sanguíneo en la zona tratada, enfermedades de la piel en la zona tratada, alergia al látex.

#### Riesgos de aplicación/Indicaciones importantes

Este producto sanitario es un producto prescribible. Hable con el médico que le ha recetado este producto acerca de su aplicación y duración. El personal especializado que le ha entregado el producto sanitario debe seleccionar el tamaño adecuado del producto y le explicará cómo debe usarlo.

- retire el producto sanitario antes de realizar un examen radiológico
- retire el producto durante períodos largos de reposo, p. ej. durante la noche
- en caso de entumecimiento, afloje el producto sanitario o retirelo de ser necesario
- en caso de molestias persistentes, consulte a su médico o distribuidor especializado
- emplee el producto sanitario de acuerdo con las indicaciones
- emplee simultáneamente con otros productos solo después de haberlo consultado con su médico
- no lleve a cabo ninguna modificación en el producto
- no lo lleve encima de heridas abiertas

- no lo emplee en caso de alergia a alguno de los materiales utilizados
- no lo reutilice. Este producto está destinado al cuidado de un solo paciente
- durante el período de uso del vendaje, no aplique ninguna crema ni pomada en la zona donde se encuentra el vendaje, pues puede dañar el material




#### Instrucciones de colocación para la rodillera con articulación BORT Stablio (solo tamaños 1 a 6+):







##### Notas para el técnico:

Antes de la primera colocación del vendaje, un especialista debidamente formado debe adaptar las férulas articuladas al contorno del cuerpo del paciente. El vendaje está dotado de una articulación para el lado interno (medial) de la pierna y una articulación para el lado externo (lateral). Para modelarla, retire las cintas de cierre de la articulación y quite las férulas del vendaje. A continuación, moldee las férulas articuladas para adaptarlas al contorno de la pierna, de manera que queden ceñidas, pero sin que surjan puntos de presión. Acto seguido, vuelva a introducir las férulas en los bolsillos y ajuste las correas, pero sin cerrarlas del todo.

##### 1 Notas para el paciente y el técnico:

Información sobre el ajuste individual de la longitud de la cinta Stablio mediante el sistema easyClick.

 Módulo de enganche,  Módulo de ajuste. Adapte la longitud de la cinta Stablio desplazando el módulo de ajuste  de forma individual.

El vendaje se suministra con el módulo de enganche  de la cinta Stablio enganchado en el módulo de ajuste  del vendaje. En primer lugar, abra el módulo de enganche  en el muslo y la pantorrilla tirando de él y desenganchándolo. Tire del vendaje a través de la pierna, de manera que la rótula quede centrada en el anillo de silicona incorporado. Antes de cerrar el sistema easyClick, adapte la longitud del módulo de ajuste . A continuación, cierre las correas de la pantorrilla y, después, las del muslo, enganchando el módulo de enganche libre  en el módulo de ajuste . Asegúrese de que la cinta Stablio resulta cómoda de llevar y de que no está demasiado floja ni demasiado apretada.

El vendaje debe quedar colocado sobre la pierna de forma que resulte cómodo y no surjan puntos de presión. Puede realizar pequeñas correcciones en la forma de las férulas sin necesidad de extraerlas. **Importante:** Si las férulas provocan puntos de presión o enrojecimiento de la piel, retire el vendaje y encargue su revisión al especialista.

## Instrucciones de colocación para la rodillera con articulación BORT Stabilo (solo tamaño pediátrico)

Antes de la primera colocación del vendaje, un especialista debidamente formado debe adaptar las férulas articuladas al contorno del cuerpo del paciente. El vendaje está dotado de una articulación para el lado interno (medial) de la pierna y una articulación para el lado externo (lateral). Para modelarla, retire las cintas de cierre de la articulación y quite las férulas del vendaje. A continuación, moldee las férulas articuladas para adaptarlas al contorno de la pierna, de manera que queden ceñidas, pero sin que surjan puntos de presión. Acto seguido, vuelva a introducir las férulas en los bolsillos y ajuste las correas, pero sin cerrarlas del todo. Tire del vendaje a través de la pierna, de manera que la rótula quede centrada en el anillo de silicona incorporado. A continuación, cierre las correas de la pantorrilla y, después, las del muslo. El vendaje debe quedar colocado sobre la pierna de forma que resulte cómodo y no surjan puntos de presión. Puede realizar pequeñas correcciones en la forma de las férulas sin necesidad de extraerlas. **Importante:** si las férulas provocan puntos de presión o enrojecimiento de la piel, retire el vendaje y encargue su revisión al especialista.

### Retirar la rodillera con articulación BORT Stabilo (solo tamaños 1 a 6+):


Para retirar el vendaje, abra el sistema easyClick y desengánchelo. Abra las cintas de velcro, agarre el vendaje por el borde inferior en los laterales de las férulas y tire hacia abajo a través del pie.

### Retirar la rodillera con articulación BORT Stabilo (solo tamaño pediátrico):

Para retirar la órtesis, abra las cintas de velcro, agarre el vendaje por el borde inferior en los laterales de las férulas y tire hacia abajo a través del pie.

### Composición de los materiales

Poliamida (PA), elastodieno/látex (LA), elastano (EL), viscosa (CV)  
Puede consultar la composición exacta en la etiqueta textil cosida en la prenda.

 El producto contiene látex y puede producir reacciones alérgicas.

### Indicaciones de lavado

Antes del lavado, extraiga las férulas articuladas y cierre el cierre de velcro para no dañar otras prendas al lavar el producto.

## IT BORT Stabilo Ginocchiera con snodo

La ringraziamo per aver preferito un dispositivo medico di BORT GmbH. Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. In caso di domande, contattare il medico o il rivenditore specializzato da cui è stato ricevuto questo dispositivo medico.

### Destinazione

Questo dispositivo medico è un'ortesi per sostenere la direzione fisiologica dell'articolazione del ginocchio con cinghie circolari con chiusura in velcro e stecche di guida laterali con snodi.

### Indicazioni

Lassità dei legamenti laterali da lieve a moderata dell'articolazione del ginocchio, gonartrosi, artrite.

### Controindicazioni

Rischio di trombosi, varicosi grave, arteriopatia ostruttiva periferica (AOP), disturbi del flusso linfatico e gonfiori, anche poco evidenti, dei tessuti molli distanti dall'ausilio applicato, disturbi della sensibilità e della circolazione nelle regioni anatomiche interessate dal trattamento, patologie cutanee nella zona del corpo interessata, allergia al lattice.

### Rischi correlati all'applicazione/Avvertenze importanti

Questo dispositivo medico è un prodotto prescrivibile. Chiedere informazioni sull'uso e la durata al medico prescrittore. La selezione della misura e delle istruzioni adatte è effettuata dallo specialista da cui ha ricevuto il dispositivo medico.










- rimuovere il dispositivo medico prima di sottoporsi ad esami radiologici
- rimuovere durante i periodi di riposo più lunghi, ad esempio prima di andare a dormire
- in caso di intorpidimento, allentare o, se necessario, rimuovere il dispositivo medico
- se i sintomi persistono, consultare un medico o un rivenditore specializzato
- utilizzare il dispositivo medico secondo le indicazioni
- l'uso simultaneo di altri prodotti può avvenire solo dopo aver consultato il suo medico
- non apportare alcuna modifica al prodotto
- non indossare su ferite aperte
- non utilizzare in caso di incompatibilità con uno dei materiali utilizzati
- non è consentito il riutilizzo del prodotto – il presente ausilio è destinato al trattamento di un solo paziente
- durante il periodo d'uso del bendaggio: evitare l'applicazione locale di creme o unguenti nella zona di applicazione dell'ausilio, perché può danneggiare il materiale

### Istruzioni per indossare la ginocchiera BORT Stabilo con snodo (solo taglie 1–6+):

#### Note per il tecnico:

Prima di indossare la ginocchiera per la prima volta, le stecche degli snodi devono essere adattate al profilo del corpo da un tecnico qualificato. La ginocchiera è provvista di uno snodo per la parte interna della gamba (mediale) e di uno snodo per la parte esterna della gamba (laterale). Per sagomarla togliere le fasce di chiusura dallo snodo ed estrarre le stecche dalla ginocchiera. Ora si possono conformare le stecche degli snodi al profilo della gamba, in modo da appoggiarle in maniera aderente senza che si generino punti di pressione. Poi inserire nuovamente le stecche nelle rispettive tasche e regolare le fasce, senza chiuderle completamente.

#### 1 Note per il paziente e il tecnico:

Informazione sulla regolazione individuale della lunghezza della fascia Stabilo tramite il sistema easyClick.  
 modulo di aggancio,  modulo di regolazione. Regolare individualmente la lunghezza della fascia Stabilo spostando il modulo di regolazione . La ginocchiera è consegnata con il modulo di aggancio  della fascia Stabilo appeso al modulo di regolazione  nella ginocchiera. Aprire prima il modulo di aggancio  nella parte superiore e inferiore della gamba tirando e successivamente sgancciando. Adesso tirare la ginocchiera lungo la gamba, in modo da centrare l'anello in silicone sulla rotula (patella). Prima di chiudere il sistema easyClick, la lunghezza del modulo di regolazione  deve essere adattata. Ora chiudere le cinghie nella parte inferiore della gamba e successivamente nella parte superiore della gamba, attaccando il modulo di aggancio libero  al modulo di regolazione . Accertarsi che la fascia Stabilo sia posizionata comodamente, né troppo stretta né troppo lenta. Ora la ginocchiera deve trovarsi applicata sulla gamba in maniera gradevole e senza punti di pressione. Piccole correzioni della sagomatura delle stecche possono essere apportate anche senza toglierle. **Importante:** Se le stecche provocano punti di pressione e arrossamenti, togliere la ginocchiera e farla controllare da uno specialista.

## NL BORT Stabilo-kniebandage met instelbare kniescharnieren

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in een medisch hulpmiddel van BORT GmbH. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Als u vragen hebt, raadpleeg dan uw arts of de vakhandel waar u dit medische hulpmiddel gekocht hebt.

### Beoogd gebruik

Dit medische hulpmiddel is een orthese voor ondersteuning bij de fysiologische beweging van het kniegewricht met circulaire banden met klittenbandsluiting en geleidende spalken met scharnieren aan de zijkant.

### Indicaties





Lichte tot matige instabiliteit van de banden aan de zijkant van het kniegewricht, gonartrose, artritis.

### Contra-indicaties

Tromboserisico, ernstige spataderen, perifeer arterieel vaatlijden (PAV), stoornissen van de lymfe-afvoer en bij onverklaard oedeem van weke delen distaal van het aangelegde hulpmiddel, overgevoeligheds- en doorbloedingsstoornissen van het te behandelen lichaamsdeel, huidaanroeningen van het te behandelen lichaamsdeel, latexallergie.

### Gebruiksrisico's/belangrijke instructies

Dit medische hulpmiddel is een product dat voorschrijft wordt geleverd. Bespreek het gebruik en de gebruiksduur met de arts die u dit hulpmiddel voorschrijft. De vakhandel bij wie u het hulpmiddel koopt, kiest de juiste maat van het hulpmiddel en geeft u de gebruiksinstructies.  
– Dit medische hulpmiddel moet voorafgaand aan radiologische onderzoeken worden afgedaan.  
– Draag dit hulpmiddel niet tijdens langere rustperiodes bijvoorbeeld tijdens het slapen.

 Programma delicatedo 30 °C  No usar blanqueador  No secar en la secadora  No lavar en seco  
No utilizar suavizante. Tiéndala de modo que recupere su forma original y déjala secar al aire libre.

### Garantía

Para el producto adquirido se aplican las disposiciones legales del país en el que se ha adquirido el producto. Si sospecha de un caso de garantía, contacte con su distribuidor especializado. Antes de presentar la reclamación de garantía, lave el producto. Si no se han seguido debidamente las indicaciones de las instrucciones de uso, la garantía puede verse afectada o perder su validez. Quedan excluidos de la garantía el uso no conforme a las indicaciones, así como la inobservancia de los riesgos de aplicación o de las indicaciones y las modificaciones no autorizadas en el producto.

### Duración de utilización/Vida útil del producto

Si el producto sanitario se maneja y utiliza debidamente, su vida útil viene determinada por el desgaste natural.

### Obligación de notificación

Si se produce un incidente que provoque un empeoramiento importante del estado de salud del paciente durante el uso del producto sanitario, notifique el hecho a su distribuidor, a nosotros, el fabricante, o a la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios). Encontrará nuestros datos de contacto en estas instrucciones de uso. Para conocer los datos de contacto de la autoridad nacional competente de su país, visite el siguiente enlace: [www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact).

### Eliminación

Al final de la vida útil, el producto debe eliminarse de acuerdo con las normativas locales.

### Declaración de conformidad

Confirmamos que este producto cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo. La declaración de conformidad actual puede consultarse en el siguiente enlace: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Versión: 10.2025

 Producto sanitario |  Un solo paciente – uso múltiple

### Istruzioni per indossare la ginocchiera BORT Stabilo con snodo (solo taglia bambini):

Prima di indossare la ginocchiera per la prima volta, le stecche degli snodi devono essere adattate al profilo del corpo da un tecnico qualificato. La ginocchiera è provvista di uno snodo per la parte interna della gamba (mediale) e di uno snodo per la parte esterna della gamba (laterale). Per sagomarla togliere le fasce di chiusura dallo snodo ed estrarre le stecche dalla ginocchiera. Ora si possono conformare le stecche degli snodi al profilo della gamba, in modo da appoggiarle in maniera aderente senza che si generino punti di pressione. Poi inserire nuovamente le stecche nelle rispettive tasche e regolare le fasce, senza chiuderle completamente. Adesso tirare la ginocchiera lungo la gamba, in modo da centrare l'anello in silicone sulla rotula (patella). Chiudere quindi prima le fasce nella parte inferiore della gamba, poi quelle nella coscia. Ora la ginocchiera deve trovarsi applicata sulla gamba in maniera gradevole e senza punti di pressione. Piccole correzioni della sagomatura delle stecche possono essere apportate anche senza toglierle. **Importante:** se le stecche provocano punti di pressione e arrossamenti, togliere la ginocchiera e farla controllare da uno specialista.

### Rimozione della ginocchiera BORT Stabilo con snodo (solo taglie 1–6+):

Per rimuovere la ginocchiera, aprire il sistema easyClick e sganciarla. Afferrare il bordo inferiore della ginocchiera lateralmente, in corrispondenza delle stecche, e sfilarla attraverso il piede.

### Rimozione della ginocchiera BORT Stabilo con snodo (solo taglia bambini):






Per la rimozione aprire le fascette in velcro, afferrare la ginocchiera lateralmente dalle stecche nel bordo inferiore e farla scivolare verso il basso sfilandola dal piede.

### Composizione dei materiali

Poliammide (PA), elastodiene/lattice (LA), elastan (EL), viscosa (CV)  
Per l'esatta composizione dei materiali consultare l'etichetta tessile cucita dentro il prodotto.

 Il prodotto contiene lattice e può provocare reazioni allergiche.

### Istruzioni per la pulizia

Prima del lavaggio, rimuovete le stecche degli snodi e allacciare la chiusura in velcro per evitare di danneggiare gli altri capi di biancheria.  
 Ciclo delicato 30 °C  Non candeggiare  Non asciugare in asciugatrice  Non stirare  Non lavare a secco  
Non utilizzare alcun ammorbidente. Mettere il capo in forma e farlo asciugare all'aria aperta.

### Garanzia

Per il prodotto acquistato si applicano le leggi del Paese in cui è stato comprato. Se si sospetta un difetto che giustifica una richiesta di intervento in garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Si raccomanda di pulire il prodotto prima di presentare una richiesta di intervento in garanzia. Se le indicazioni delle istruzioni per l'uso non sono state adeguatamente rispettate, la garanzia potrebbe essere compromessa o annullata. La garanzia è esclusa in caso di utilizzo non conforme alle indicazioni, inosservanza dei rischi correlati all'applicazione e delle indicazioni, come pure in caso di modifiche non autorizzate al prodotto.

### Vita utile/durata utile del prodotto

La durata utile del dispositivo medico è determinata dall'usura naturale se maneggiato correttamente e in conformità alle istruzioni per l'uso.

### Obbligo di segnalazione

In caso di grave deterioramento dello stato di salute durante l'utilizzo del dispositivo medico, segnalarlo al rivenditore specializzato o a noi in quanto produttori, inoltre in Italia anche al Ministero della Salute. I nostri dati di recapito si trovano in queste istruzioni per l'uso. I dati di recapito della autorità nazionale competente nel rispettivo Paese sono indicati nel seguente link: [www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact).



### Smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative locali.

### Dichiarazione di conformità

Si dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti del REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. La dichiarazione di conformità aggiornata si trova al seguente link: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Aggiornato al: 10.2025

 Dispositivo medico |  Singolo paziente – uso multiplo

- Bij een doof gevoel moet dit medische hulpmiddel losser worden aangebracht of worden afgedaan.
- Raadpleeg uw arts of de vakhandel bij aanhoudende klachten.
- Dit medische hulpmiddel mag alleen conform de indicaties worden gebruikt.
- Gelijktijdig gebruik van andere producten uitsluitend na overleg met uw arts.
- Breng geen veranderingen aan het hulpmiddel aan.
- Niet dragen op open wonden.
- Niet gebruiken bij allergie of overgevoeligheid voor een van de gebruikte materialen.
- Niet geschikt voor hergebruik: dit hulpmiddel is uitsluitend bestemd voor het behandelen van één patiënt.
- Breng tijdens de draagduur van de bandage geen crème of zalf aan op de huid onder het aangelegde hulpmiddel omdat dit het materiaal kan aantasten.

### Aanwijzingen voor het aantrekken van de BORT Stabilo-kniebandage met gewricht (alleen maat 1 tot 6+):

#### Opmerkingen voor de orthopedisch instrumentmaker:

Voordat de bandage voor de eerste keer wordt aangelegd, moeten de gewrichtsspalken door een hiervoor opgeleide professional aan de contouren van het lichaam worden aangepast. De bandage is voorzien van een gewricht voor de binnenkant (mediaal) van het been en een gewricht voor de buitenkant (lateraal) van het been. Voor het aanpassen daarvan verwijderd u de sluitbanden van het gewricht en haalt u de spalken uit de bandage. Pas nu de gewrichtsspalken zodanig aan de contour van het been aan dat de gewrichtsspalk plat tegen het lichaam ligt en geen drukplekken veroorzaakt. Hierna schuift u de spalken weer in de vakjes voor de spalk en past u de banden aan, maar sluit u deze nog niet helemaal.

**DE** Deutsch    Gebrauchsanweisung  
**EN** English    Instructions for use  
**FR** Français    Mode d'emploi

**ES** Español    Instrucciones de uso  
**IT** Italiano    Istruzioni per l'uso  
**NL** Nederlands    Gebruiksaanwijzing

**CS** Čeština    Návod k použití



**BORT GmbH**  
Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt | [www.bort.com](http://www.bort.com)



## 1 Instructies voor de patiënt en de orthopedisch instrumentmaker:

Informatie over de individuele instelling van de lengte van de Stabilo-band door het easyClick-systeem.

① insteekmodule, ② verstelmodule. Pas de lengte van de Stabilo-band aan door de verstelmodule ② te verschuiven.

Bij levering van uw bandage is de insteekmodule ① van de Stabilo-band in de verstelmodule ② op de bandage gestoken. Open allereerst de insteekmodule ① op het boven- en onderbeen door te trekken en deze vervolgens los te halen. Stroop nu de bandage zodanig over het been dat de knieschijf (patella) in het midden van de ingewerkte siliconen ring valt. Voordat u het easyClick-systeem sluit moet de lengte van de verstelmodule ② aangepast. Sluit nu de banden op het onderbeen en daarna die op het bovenbeen door de vrije insteekmodule ① in de verstelmodule ② te steken. Let erop dat de Stabilo-band comfortabel aanvoelt. Deze mag noch te los noch te strak zitten.

De bandage moet comfortabel en zonder drukplekken op het been zitten. Kleine correcties aan de pasvorm van de spalken kunnen ook worden uitgevoerd zonder ze uit de vakjes te halen. **Belangrijk:** Als de spalken drukplekken en rode verkleuringen van de huid veroorzaken, moet de bandage worden afgenomen en door de leverancier worden gecontroleerd.

## Aanwijzingen voor het aantrekken van de BORT Stabilo-kniebandage met gewricht (alleen kindermaten):

Voordat de bandage voor de eerste keer wordt aangelegd, moeten de scharnierstaven door een hiervoor opgeleide professional aan de contouren van het lichaam worden aangepast. De bandage is voorzien van een scharnier voor de binnenkant (mediaal) van het been en een scharnier voor de buitenkant (lateraal) van het been. Voor het aanpassen daarvan verwijderd u de sluitbanden van het scharnier en haalt u de spalken uit de bandage. Pas nu de staven van de scharnieren zodanig aan de contouren van het been aan dat de staven van de scharnieren plat tegen het lichaam liggen en geen drukplekken veroorzaken. Hierna schuift u de spalken weer in de hiervoor bestemde vakjes en past u de banden aan, maar sluit u deze nog niet helemaal.

Stroop nu de bandage zodanig over het been dat de knieschijf (patella) in het midden van de ingewerkte siliconen ring valt. Sluit nu de banden op het onderbeen en daarna die op het bovenbeen. De bandage moet comfortabel en zonder drukplekken op het been zitten. Kleine correcties aan de pasvorm van de spalken kunnen ook worden uitgevoerd zonder ze uit de vakjes te halen. **Belangrijk:** als de spalken drukplekken en rode verkleuringen van de huid veroorzaken, moet de bandage worden afgenomen en door de leverancier worden gecontroleerd.

## Afnemen van de BORT Stabilo-kniebandage met gewricht (alleen maat 1 tot 6+):

Voor het afnemen van de bandage opent u het easyClick-systeem en haalt u de bandage los. Pak de bandage aan de onderkant bij de spalken vast en trek de bandage omlaag over de voet uit.

## Afnemen van de BORT Stabilo-kniebandage met gewricht (alleen kindermaten):

Voor het afnemen van de bandage opent u de klittenbandsluitingen, pakt u de bandage aan de onderkant bij de spalken vast en trekt u de bandage omlaag over de voet uit.

## Materiaalsamenstelling

Polyamide (PA), elastodieën/latex (LA), elastaan (EL), viscoso (CV)  
Voor de precieze materiaalsamenstelling raadpleegt u het ingenaalde label.

Dit hulpmiddel bevat latex en kan allergische reacties veroorzaken.

## Reinigingsinstructies

Voorafgaand aan het wassen de spalken verwijderen en klittenbandsluitingen sluiten om beschadiging van andere was te voorkomen.

Wasmachine op het programma voor fijn wasje was 30 °C

Geen bleekmiddel gebruiken  Niet drogen in de wasdroger

Niet strijken  Niet chemisch reinigen

Geen wasverzachter gebruiken. In model trekken en aan de lucht drogen.

## Garantie

Voor het gekochte hulpmiddel gelden de wettelijke bepalingen van het land waarin u het hulpmiddel hebt gekocht. Raadpleeg uw vakhandel als u aanspraak wilt maken op garantie. Reinig het hulpmiddel voordat u het terugbrengt voor een garantieclaim. Als de in deze gebruiksaanwijzing vermelde instructies niet of onvoldoende in acht worden genomen, kan de garantie worden beperkt of nietig worden verklaard. Bij gebruik voor een hier niet vermelde indicatie, bij veronachtzaming van de gebruiksriscico's en -instructies, en bij eigenhandig uitgevoerde veranderingen, is de garantie nietig.

## Gebruiks- en levensduur van het hulpmiddel

De levensduur van dit medische hulpmiddel wordt bepaald door de natuurlijke slijtage bij vakkundig gebruik conform de indicatie.

## Meldplicht

Als het gebruik van dit medische hulpmiddel leidt tot een ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand, moet u dit melden aan uw vakhandel of aan ons als fabrikant, maar ook aan de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).

U vindt onze contactgegevens in deze gebruiksaanwijzing. De contactgegevens van de verantwoordelijke nationale instantie van uw land vindt u via de volgende link: [www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact).

## Weggooien

Wanneer de levensduur van het hulpmiddel is verstreken, moet dit hulpmiddel conform de plaatselijke voorschriften worden weggegooid.

## Conformiteitsverklaring

Wij bevestigen dat dit hulpmiddel voldoet aan de eisen van VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. De actuele conformiteitsverklaring vindt u via de volgende link: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Versie: 10-2025

Medisch hulpmiddel | Eén patiënt – meervoudig gebruik

## BORT Stabilo Kolenní bandáž s kloubem

Velice děkujeme za důvěru ve zdravotnický prostředek od společnosti BORT GmbH. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Máte-li dotazy, obraťte se na svého lékaře nebo specializovaného prodejce, od kterého jste tento zdravotnický prostředek obdrželi.

### Účel použití

Tento zdravotnický prostředek je ortéza pro podporu fyziologického vedení kolenního kloubu pomocí kruhových tažných prvků na suchý zip a bočních vodičích dlah s klouby.

### Indikace

Mírná až střední nestabilita postranních vazů kolenního kloubu, gonartróza, artritida.

### Kontraindikace

Riziko trombózy, varikóza vysokého stupně, periferní arteriální okluzivní onemocnění (PAD), poruchy odtoku lymfy a také nejasné otoky měkké tkáně distálně od přiložené pomůcky, senzoricke a oběhové poruchy ošetřené oblasti těla, kožní onemocnění v ošetřené části těla, alergie na latex.

### Rizika aplikace / důležité pokyny

Tento zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis. Aplikaci a dobu trvání si dohodněte se svým předepisujícím lékařem. Výběr vhodné velikosti a poučení provádí odborný personál, od kterého jste zdravotnický prostředek obdrželi.

- Před radiologickým vyšetřením zdravotnický prostředek odložte.
- Při delších fázích odpočinku odložte, např. při spánku.
- V případě znečitlivění zdravotnický prostředek uvolněte nebo případně sejměte.
- Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékaře nebo specializovaného prodejce.
- Zdravotnický prostředek používejte podle indikací.
- Současné použití jiných výrobků je dovoleno pouze po konzultaci s vaším lékařem.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny.
- Nenoste na otevřených ranách.
- Nepoužívejte při nesenáštenosti s některým použitým materiálem.
- Nepoužívejte opakovaně – tato pomůcka je určena k ošetření pouze jednoho pacienta.
- Během období nošení bandáže: žádná lokální aplikace krémů nebo masť v oblasti nasazené pomůcky – může zničit materiál.

## Návod k navlečení kolenní bandáže BORT Stabilo s kloubem (pouze velikosti 1 až 6+):

### Upozornění pouze pro technika:

Před prvním přiložením bandáže musí být kloubové dlahy přizpůsobeny kontuře těla vzdělaným odborníkem. Bandáž je vybavena kloubem pro vnitřní stranu nohy (mediální) a kloubem pro vnější stranu nohy (laterální). K vytvarování odstraňte uzavírací pásky z kloubu a sejměte dlahy z bandáže. Nyní vytvarujte kloubové dlahy podle kontury nohy tak, aby plošně dosedaly a nezpůsobovaly žádné otlačky. Poté se dlahy opět zasunou do kapes na dlahy a pásy se upraví, ale ne úplně zapnou.

## 1 Upozornění pro pacienta a technika:

Informace k individuálnímu nastavení délky pásku Stabilo pomocí systému easyClick.

① závesný modul, ② nastavovací modul. Individuálně upravte délku pásku Stabilo posunutím nastavovacího modulu ②.

Po obdržení bandáže je závesný modul ① pásku Stabilo zavěšen v nastavovacím modulu ② na bandáži. Nejprve tahem otevřete a poté vyhněte závesný modul ① na stehně a bérce. Nyní bandáž přetáhněte přes nohu tak, aby česka (patela) byla vystředěna v zapracovaném silikonovém kroužku. Než zavřete systém easyClick, musí být délka nastavovacího modulu ② upravena. Nyní zavřete pásky na bérce, poté na stehně, zavěšením volného závesného modulu ① na nastavovací modulu ②. Ujistěte se, že pásek Stabilo příjemně sedí, není příliš volný ani příliš těsný. Bandáž by nyní měla na noze sedět pohodlně a bez otlaček. Drobné korekce anatomického tvaru dlah lze provést také bez jejich vyjmutí. **Důležité:** Pokud dlahy způsobují otlačky a zarudnutí kůže, odložte bandáž a nechte ji zkontrolovat poskytovatelem služeb.

## Návod k navlečení kolenní bandáže BORT Stabilo s kloubem (pouze dětská velikost):

Před prvním přiložením bandáže musí být kloubové dlahy přizpůsobeny kontuře těla vzdělaným odborníkem. Bandáž je vybavena kloubem pro vnitřní stranu nohy (mediální) a kloubem pro vnější stranu nohy (laterální). K vytvarování odstraňte uzavírací pásky z kloubu a sejměte dlahy z bandáže. Nyní vytvarujte kloubové dlahy podle kontury nohy tak, aby plošně dosedaly a nezpůsobovaly žádné otlačky. Poté se dlahy opět zasunou do kapes na dlahy a pásy se upraví, ale ne úplně zapnou.

Nyní bandáž přetáhněte přes nohu tak, aby česka (patela) byla vystředěna v zapracovaném silikonovém kroužku. Nyní zavřete pásy na bérce a poté na stehně. Bandáž by nyní měla na noze sedět pohodlně a bez otlaček. Drobné korekce anatomického tvaru dlah lze provést také bez jejich vyjmutí. **Důležité:** pokud dlahy způsobují otlačky a zarudnutí kůže, odložte bandáž a nechte ji zkontrolovat poskytovatelem služeb.

## Odložení kolenní bandáže BORT Stabilo s kloubem (pouze velikosti 1 až 6+):

Chcete-li bandáž odložit, otevřete a vyhněte systém easyClick. Uchopte bandáž za spodní okraj na boku dlah a přetáhněte dolů přes chodidlo.

## Odložení kolenní bandáže BORT Stabilo s kloubem (pouze dětská velikost):

Chcete-li bandáž odložit, rozepte pásy se suchými zipy, uchopte bandáž za spodní okraj na boku dlah a přetáhněte dolů přes chodidlo.

## Složení materiálu

Polyamid (PA), elastodien / latex (LA), elastaan (EL), viskóza (CV)  
Přesné složení materiálu naleznete na všité textilní etiketě.

Výrobek obsahuje latex a může vyvolat alergické reakce.

## Pokyny k čištění

Abyste předešli poškození jiných kusů prádla, před praním vyjměte kloubové dlahy a zapněte uzávěr se suchým zipem.

šetrné praní 30 °C  nebělit  nesušit v sušičce  nežehlit

nečistit chemicky

Nepoužívejte aviváž. Vytáhněte do tvaru a sušte na vzduchu.

## Záruka

Pro zakoupený výrobek platí zákonná ustanovení země, ve které jste výrobek zakoupili. V případě podezření na záruční případ se obraťte na svého specializovaného prodejce. Před uplatněním záruky výrobek vyčistěte. Pokud přiložené pokyny k návodu k použití nebyly dostatečně dodrženy, může být záruka omezena nebo zaniká. Vyloučeno je záruční plnění při použití v rozporu s indikacemi, nedodržení aplikačních rizik, pokynů a svévolným provedením změn na výrobku.

## Doba použití / životnost výrobku

Životnost zdravotnického prostředku je určena přirozeným opotřebením při řádné a vhodné manipulaci.

## Oznamovací povinnost

Dojde-li při používání zdravotnického prostředku k vážnému zhoršení zdravotního stavu pacienta, oznamte to svému odbornému prodejci nebo nám coby výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Naše kontaktní údaje naleznete v tomto návodu k použití. Kontaktní údaje příslušného národního úřadu ve vaší zemi naleznete pod následujícím odkazem: [www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact).

## Likvidace

Po ukončení použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s místními předpisy.

## Prohlášení o shodě

Potvrzujeme, že tento výrobek splňuje požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745. Aktuální prohlášení o shodě naleznete na následujícím odkazu: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Stav: 10.2025

Zdravotnický prostředek | Jeden pacient – vícenásobné použití