

# MoliCare® Skin Feuchtpflegetücher

## Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Hygienische, weiche, unsterile Feuchttücher aus Spinnvlies, die mit einer PEG-freien Reinigungs lotion getränkt sind. Zur Reinigung von Händen, Körper und Intimbereich. Praktische und zeitsparende Reinigung in der Inkontinenzpflege. Einzeln zu entnehmen aus einer Packung mit Deckelverschluss. Zum Einmalgebrauch und für nicht invasiven Körperkontakt. Zur Anwendung durch medizinische Fachkräfte und Laien.

## Produktsicherheit/Produktstatus

Die Inhaltsstoffe der Flüssigkeit, mit der die Tücher getränkt sind, entsprechen den Anforderungen der Europäischen Verordnung (EG) 1223/2009 über kosmetische Mittel. Die Materialien der Folienverpackung entsprechen den Vorgaben der Richtlinie 90/128/EWG der Kommission über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, in der geltenden Fassung.

## Anwendung/Indikation

Zur Reinigung von Händen, Körper und Intimbereich. Für die bequeme und zeitsparende Reinigung in der Inkontinenzpflege.

## Artikelnummern

ART.-NR.	Verpackung
9950750	12 Packungen in einem Transportkarton. Palettenpackung auf Euro-Paletten 800 x 1200 mm. Deckelverschluss-Packung mit 50 Feuchttüchern (200 x 300 mm)

## Produktmerkmale (Zusammensetzung = INCI, allgemeines Aussehen, pH-Wert, Primärverpackung, Haltbarkeit)

Produktmerkmale: Zusammensetzung = INCI, allgemeines Aussehen, pH-Wert, Primärverpackung, Haltbarkeit	
Vlies:	Spinnvlies aus Viskose/Polyester
Abmessungen Feuchttuch:	200 x 295 ± 5 mm
Zusammensetzung der Imprägnierflüssigkeit (INCI):	Aqua, Polyglyceryl-4 Caprate, Sorbitan Caprylate, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Octyldodecanol, Parfum, Sodium Cocoamphoacetate, Citric Acid, Chamomilla Recutita Flower Extract
Farbstoffe, PEG-Derivate, Bestandteile von Tieren (Rind, Schaf, Ziege):	Nicht enthalten
Mikrobielle Reinheit:	Nicht mehr als 10 <sup>2</sup> KBE/g und keine spezifischen Leitkeime
pH-Wert:	5,5 ± 0,5
Haltbarkeit:	24 Monate*
Folienpackung:	PE/PET
Deckelverschluss mit wiederverschließbarem Etikett:	PP mit PE/PET

# MoliCare® Skin Feuchtpflegetücher

## Kennzeichnung

Fertigungslosnummer:

- 1. Ziffer:           Herstellungsjahr (6 = 2016, 7 = 2017 etc.)
  - 2.–4. Ziffer:       Tag des Jahres (von 001 bis 365)
- Die verbleibenden Ziffern dienen nur der internen Information.

Verfalldatum:

Verwendbar bis: Monat (2 Ziffern) / Jahr (4 Ziffern)  
z.B.: Verwendbar bis 11/2018

**Haltbarkeit:**       24 Monate

**Stand der Information:** 2023-02-10

\*Die Mindesthaltbarkeit ist die Zeitspanne, in der ein kosmetisches Mittel in der ungeöffneten Primärverpackung als gebrauchsfähig gilt.