

Art. Nr: 290029 **Verlängerte Schiebegriffe / Extended push handles**
für / for TAiMA_M and TAiMA_M_GT



2 9 0 0 2 9

Lieferumfang / Scope of delivery:

2 x extra langer Schiebegriff incl. Bremshebel,
Bowdenzüge und Ergo - Handgriff

2 x extended push handle incl. brake lever,
cables and ergonomic handgrips

Technische Daten / Technical Data:



Griffhöhe / Height: 99 - 114 cm

Max. Nutzerfgewicht / Max. user weight: 150 kg

Sicherheitshinweise / Safety information:

Die Nutzung der verlängerten Schiebegriffe kann
die Standsicherheit des Rollators beeinflussen.

The use of extended grip handles may reduce the
standing stability of the rollator.



Dietz Reha - Produkte
Reutäckerstrasse 12
76307 Karlsbad Ittersbach
Tel: +49 (0) 7248/9186-0
Fax: +49 (0) 7248 / 9186 - 86
E Mail: info@dietz-reha.de
www.dietz-reha.com

