

# NEURODYN®-COMFORT

Fußheberorthese mit Einhandverschluss



## \_ INDIKATIONEN

- \_ Schlaffe bis mittelgradige spastische Lähmung oder Teillähmung der Fußhebermuskulatur durch z.B. Peroneusparese, Schlaganfall, Multiple Sklerose und weiteren neurologisch oder muskulär bedingten Erkrankungen

## \_ WIRKUNGSWEISE

- \_ Unterstützung der Fußhebung
- \_ Dynamisches Abrollverhalten
- \_ Stabilisierung des Sprunggelenks
- \_ Reduktion der Sturzgefahr
- \_ Größere Schrittweite durch erzielte muskuläre Dynamik
- \_ Physiologischeres Gangbild
- \_ Anlegen mit einer Hand möglich

## \_ TECHNIK

- \_ Knöchelspange mit innovativem Einhandverschluss
- \_ Thermoplastisch verformbare flexible Einlegesohle
- \_ Semielastische 8er-Zügelung mit starker Hebewirkung
- \_ Komfortable Polsterung des Knöchelbereichs (hoher Tragekomfort)

## \_ GRÖSSE

	Fesselumfang (cm)	Schuhgröße
1	S < 21	36 - 37
2	S < 21	38 - 39
3	S < 21	40 - 41
4	S < 21	42 - 43
5	S < 21	44 - 45
6	S < 21	46 - 47
7	M 21 - 24	36 - 37
8	M 21 - 24	38 - 39
9	M 21 - 24	40 - 41
10	M 21 - 24	42 - 43
11	M 21 - 24	44 - 45
12	M 21 - 24	46 - 47
13	L > 24	36 - 37
14	L > 24	38 - 39
15	L > 24	40 - 41
16	L > 24	42 - 43
17	L > 24	44 - 45
18	L > 24	46 - 47

\_ Bitte R oder L angeben

\_ Farbe: schwarz

## \_ KASSENÜBLICH

\_ angemeldet unter Positions-Nr. 23.00.00.0000

\_ **Artikel-Nr. 07830**